

Systemes d'aide à l'audition

DANS LES SALLES
DE SPECTACLES
ET DE CINÉMA



GUIDE
D'UTILISATION

2018



Audition Québec
mieux se comprendre

auditionquebec.org

QUELS SONT LES **SYSTÈMES** **D'AMPLIFICATION ?**

Système de transmission MF (modulation de fréquence)

Ce système est composé d'un émetteur avec lequel les spectateurs captent le signal via leur radio MF personnelle.

Système de transmission IR (infrarouge)

Ce système est composé d'un émetteur et d'un récepteur sans fil. La personne malentendante porte sur elle un récepteur fourni par la salle.

Système à boucle magnétique

Ce système est composé d'une boucle d'induction placée autour d'un secteur identifié ou dans la salle en entier.

Cette boucle émet un champ magnétique qui est capté par une prothèse auditive réglée à la position « T » (*telecoil*).

Système de sous-titrages codés au cinéma

Le système de visionnement à sous-titres codés « Captiview » est offert dans plusieurs cinémas du Québec.

OÙ TROUVER CES SYSTÈMES ?

À votre arrivée dans une salle de spectacle ou de cinéma, présentez-vous au comptoir du **service à la clientèle** ou à la **billetterie** afin d'obtenir les informations suivantes :

- Si l'établissement possède un système à modulation de fréquence, **on vous indiquera la fréquence MF à syntoniser** sur votre radio personnelle.
- Si l'établissement possède un système infrarouge, **on vous fournira le récepteur requis.**

Pour plus d'information, consultez notre **Répertoire des salles équipées d'un système d'aide à l'audition** que vous retrouverez sur notre site : **auditionquebec.org**

et que vous pouvez commander à notre boutique.



Projet financé par

Office des personnes
handicapées

Québec



COMMENT UTILISER LE SYSTÈME MF?

(modulation de fréquence)




Ce système est composé d'un **émetteur** avec lequel les spectateurs **captent le signal via leur radio portable personnelle** et/ou le **récepteur sans fil** fourni par l'établissement. Il existe plusieurs options de port pour ce système.

SANS PROTHÈSE AUDITIVE

(avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans la radio portable qui sera réglée à la fréquence radio MF donnée par le service à la clientèle ou le commis à la billetterie.



AVEC IMPLANT COCHLÉAIRE

Branchez directement les écouteurs dans la radio portative réglée à la fréquence radio MF de la salle de l'établissement.

Mettez les écouteurs vis-à-vis du microphone de l'implant (lorsque le placement de celui-ci le permet).



AVEC PROTHÈSE AUDITIVE

(avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans la radio portative réglée à la fréquence radio MF de la salle de l'établissement.

Mettez les écouteurs vis-à-vis des microphones des prothèses auditives.



COMMENT UTILISER LE SYSTÈME IR? (infrarouge)



Ce système est composé d'un **émetteur** et d'un **récepteur sans fil**. La personne malentendante porte le récepteur fourni par l'établissement. Il existe plusieurs options de port pour ce système.

SANS PROTHÈSE AUDITIVE (avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans le récepteur infrarouge qui vous sera remis au service à la clientèle ou à la billetterie.



AVEC IMPLANT COCHLÉAIRE

Branchez directement les écouteurs dans le récepteur infrarouge qui vous sera remis au service à la clientèle ou à la billetterie.

Mettez les écouteurs vis-à-vis du microphone de l'implant (lorsque le placement de celui-ci le permet).



AVEC PROTHÈSE AUDITIVE

(avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans le récepteur infrarouge qui vous sera remis au service à la clientèle ou à la billetterie.

Mettez les écouteurs vis-à-vis des microphones des prothèses auditives.



SYSTÈME À BOUCLE MAGNÉTIQUE

**(disponible dans certaines salles, au lieu
ou en plus des systèmes MF et IR)**

L'utilisateur n'a pas de récepteur ni de collier.
Il n'a qu'à placer sa prothèse ou son implant
à la position « T ».

COLLIER À BOUCLE MAGNÉTIQUE

**(disponible pour les systèmes de transmission
MF et IR)**

Le collier à boucle magnétique ou la boucle
d'induction ne sont pas une option de
remplacement au port des écouteurs.

Le collier se branche dans la radio portative ou
dans le récepteur infrarouge. Il utilise les appareils
ou les implants cochléaires comme écouteurs et
transmet le signal auditif via un champ magnétique.
Ce signal sera capté et amplifié par les prothèses
auditives et/ou par les implants cochléaires au
programme T / téléphone ou boucle d'induction.

La boucle est placée autour d'une section de la
salle ou de la salle entière. L'émission d'un champ
magnétique est captée par la prothèse en mode
« T » ou via un récepteur fourni.



Audition Québec
mieux se comprendre